



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

MASSZÁZSPISZTEL AERIUM Relax - 4 tartozék

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Tápellátás: beépített 8,4V-os akkumulátor
- Töltés: DC 5V
- Cserélhető fejek: 4
- Kor: 18+

SZOLGÁLTATÁS

1. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva ezt a gombot.
2. A "Futtatás" gomb lehetővé teszi a rezgési frekvencia megváltoztatását.
3. A tartozék eltávolításához erővel húzza ki. A tartozék felhelyezéséhez nyomja meg a megfelelő erővel.
4. A készülék töltésekor csatlakoztassa az 5V-os hálózati adapterhez.
5. Kérjük, az első használat előtt töltsen a terméket 3 órán keresztül.
6. Töltés közben a jelzőlámpák villognak, és a töltés befejezése után a jelzőfények folyamatosan világítanak. Működés közben a visszajelző lámpák sebességfokozatot jeleznek, na amelyen a készülék üzemel.

HASZNÁLAT

A készülék masszázstra, feszült izmok, izom- és ízületi fájdalmak ellazítására szolgál. A masszázs gyakorlatilag bármely testrészben elvégezhető, kivéve a fejet, a gerincet, a kézfejet és a lábfejet.

JELZÉS	ELLENJAVALLAT
Izomfájdalom és izomgörcsök, izom véráramlás stimulálása, izomregeneráció stimulálása, tejsav mennyiségének csökkentése az izmokban Fokozott ízületi mobilitás	Zúzdások, aneurizmák, nyílt sebek Vérhígító gyógyszerek alkalmazása Terhesség Rák Szívbetegségek, pacemaker használata

A fejek célja:



U - izmok a gerinc és az Achilles-ín mentén



kerek - univerzális használatra az egész testre



Lapos - Hát, comb, fenék
Gyengéd nyomást biztosít



Precíz - precíz munkát és alapos masszázst tesz lehetővé

A vibrációs masszírozó használatának szabályai:

- Egy izomcsoportot ne masszírozzon 1-2 percnél tovább. Végezzen masszázsokat sorozatban.
- A rögzítést a masszírozott testrésznek megfelelően kell megválasztani.
- A masszázst az izmok mentén, felülről lefelé kell végezni.
- Ne helyezze a masszírozót a csontokra.
- A masszázsnak egyenletes mozgással kell történnie. Ha olyan helyel találkozik, ahol kifejezetten masszázusra van szüksége, akkor kicsit hosszabb időt is adhat neki.
- Lazítson és lélegezzen mélyeket a masszázs során.

FIGYELMEZTETÉS

1. A termék kizárólag felnőttek számára készült.
2. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található információkat.
3. Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
4. Ne vigye közel a masszázsfőjet a csontokhoz és az érzékeny testrészekhez.
5. Használja a terméket száraz és tiszta bőrre. Ne masszírozza át a ruhát.
6. Ha a masszázs fájdalmat okoz, azonnal hagyja abba.
7. Csak a megfelelően kiválasztott mellékletet használja.
8. Ha túl hosszú ideig használja a masszírozót, vagy túl nagy nyomást gyakorol, zúzódásokat okozhat.
9. Tartsa távol a masszírozót hajától, ujjaitól és arcától.
10. Ne zárja el a levegőellátást a készülék motorjának hűtéséhez.
11. A terméket száraz helyen kell tárolni, mivel a nedvesség és víz bejutása a termék maradandó károsodásához vezethet.
12. Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a termék állapotát. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.
13. Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket.
14. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz, ezért őrizze meg későbbi használatra.