



Massázspisztoly AERIUM SL-630 - 5 tartozékkal

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



A csomag tartalma

- AERIUM masszázspisztoly
- Masszázs tartozék készlet (5 db)
- USB töltőkábel
- Felhasználói kézikönyv

Használat

- Az izommobilitás növekedése
- Bemelegítés edzés előtt
- Edzés utáni relaxáció
- Feszült izmok masszázsa
- A vérkeringés javítása
- Ízületi fájdalmak csökkentése
- Myofascial felszabadulás
- Pihenés

Műszaki paraméterek

- Modell: AERIUM SL-630
- Méretek: 16 cm x 14 cm x 9 cm
- Anyaga: ABS
- Vezérlőpult: érintés
- Akkumulátor kapacitása: 1200 mAh
- Töltési feszültség: 5 V
- Üzemi feszültség: 7,4 V
- Töltés: USB C
- Forgási sebesség: 1800-3200 percenként

A masszázspisztoly használatának alapvető szabályai

- Egy izomcsoportot ne masszírozzon 1-2 percnél tovább. Végezzen masszázsokat sorozatban.
- A rögzítést a masszírozott testrésznek megfelelően kell megválasztani.
- A masszázst az izmok mentén, felülről lefelé kell végezni.
- Ne helyezze a masszírozót a csontokra.
- A masszázsnak egyenletes mozgással kell történnie. Ha olyan hellyel találkozik, ahol kifejezetten masszázsra van szüksége, akkor kicsit hosszabb időt is adhat neki.
- Lazítson és lélegezzon mélyeket a masszázs során.

Figyelmeztetés

- A termék kizárólag felnőttek számára készült.
- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvben található információkat.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Ne vigye közel a masszázsfőjet a csontokhoz és az érzékeny testrészekhez.
- Használja a terméket száraz és tiszta bőrre. Ne masszírozza át a ruhát.
- Ha a masszázs fájdalmat okoz, azonnal hagyja abba.
- Csak a megfelelő tartozékot használja.
- Ha túl hosszú ideig használja a masszírozót, vagy túl nagy nyomást gyakorol, zúzódásokat okozhat.
- Tartsa távol a masszírozót hajától, ujjaitól és arcától.
- Ne zárja el a levegőellátást a készülék motorjának hűtéséhez.
- A terméket száraz helyen kell tárolni, mert a nedvesség és a víz bejutása a termék maradandó károsodásához vezethet.

- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a termék állapotát. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne javítsa vagy módosítsa saját maga a készüléket.
- Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz, ezért őrizze meg későbbi használatra.